

FÖR ENKEL UPPFÖLJNING AV DIABETESVÅRDEN

CareSens[®] N -blodsockermätare



Den lätthanterliga och skonsamma CareSens[®] N -blodsockermätaren gör diabetesvården lättare än tidigare. För att utföra blodsockermätningen placerar du teststickan i mätaren, gör ett instick och ger ditt blodprov, endast 0,5 mikroliter på teststickan. Det färdiga blodsockerresultatet kan avläsas 5 sekunder efter provets applicering på CareSens N -teststickan.

För att göra uppföljningen av diabetesvården lättare har CareSens N -mätaren efter måltidsmarkering- och alarmfunktion, samt tre olika tidsalarm. Från mätarens minne kan man lätt hämta 1, 7, 14, 30 och 90 dagars medelvärdesresultat samt resultaten före och efter måltid. Mätaren kan uppkopplas till dator via USB-porten och resultaten kan bearbetas med SmartLog-programmet

Mätområdet är 1,1–33,3 mmol/l. Andra sockerarter såsom maltos och xylos påverkar inte mätresultaten. Mätarens minneskapacitet är 1000 resultat.

- Kodningsfri, enkel och exakt mätning
- Skonsam, provvolym endast 0,5 mikroliter
- Kort mättid 5 sekunder
- Teststickans hållbarhet 24 månader, även i öppnad förpackning
- SmartLog-program
- Goda alarm- och vårduppföljningsfunktioner



Kodningsfri



Kort mättid




Liten provvolym

Blodsockermätning med Care Sens® N -mätaren




1 Placera teststickan



2 Tillsätt blodprov



3 Resultatet syns efter 5 sekunder



PRODUKTINFO

Lev. Art.nr	Produkt	Förpackning
317104	CareSens N -blodsockerteststickor	50 st
317344	CareSens N blodsockermätare startförpackning	1 st

STARTPAKETETS INNEHÅLL:

- Care Sens N -blodsockermätare
- Soft Auto-lancet -blodprovtagare
- 10 sterila lansetter
- Bruksanvisning (svensk och finsk)
- Snabbanvisning (svensk och finsk)
- Dagbok för testresultat
- Förvaringspåse
- Care Sens N - teststickor (10 st)
- Batterier

